


REANIMADOR

Manual em Silicone Padrão II Romed
RMS: 81284390011
bolsa-válvula-máscara (ambu)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5926	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO PADRAO II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5925	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL PADRÃO II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5924	REANIMADOR MANUAL SILICONE NEONATAL PADRÃO II

Os reanimadores PADRÃO II, são compostos por balão em silicone translúcido, válvula inferior e unidirecional confeccionadas em policarbonato/polissulfona, máscara em silicone e reservatório em PVC. Além de excelente qualidade e durabilidade, os reanimadores PADRÃO II Marca ROMED, oferecem eficiência em reanimação e praticidade aos profissionais que os manipulam.

Os reanimadores manuais Padrão II AMBU são utilizados para fazer a ventilação artificial mantendo o enriquecimento de oxigênio nos pulmões no caso de pacientes com parada respiratória, transferência de pacientes entubados e também é muito utilizado nos tratamentos respiratórios por fisioterapeutas.

DESCRIÇÃO

Os Reanimadores Manuais Padrão II da Romed são autoclaváveis a 121°C ou 134°.

Balão produzido em silicone de grau farmacêutico de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização, os reanimadores Padrão II garantem excelente durabilidade, eficiência em reanimação e praticidade aos profissionais que os utilizam.

Todos os modelos de Reanimador Manual Padrão II Romed, possuem máscaras em silicone Autoclavável a 121°C ou 134°.

FINALIDADE

Os reanimadores manuais Padrão II, têm como finalidade promover a ventilação artificial, mantendo o enriquecimento de oxigênio nos pulmões, no caso de pacientes com parada

respiratória ou transferência de pacientes intubados. Também é muito utilizado nos tratamentos respiratórios por fisioterapeutas.

CARACTERÍSTICAS

Balão confeccionado em silicone translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização.

Máscara em Silicone

Válvula unidirecional em PC/PSU

Volume do balão: 1600ml adulto / 500ml infantil / 250ml neonatal

Extensão em PVC 2 metros (opcional)

Reservatório em PVC: 2500ml Adulto e 1000ml infantil/neonatal (opcional)

Bolsa para transporte

Peças de Reposição



(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5954	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR ADULTO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5955	KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR INFANTIL/NEONATAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5956	RESERVATÓRIO PVC AD 2500 ML REANIMADOR
RO5957	RESERVATÓRIO PVC INF/NEO 1000 ML REANIMADOR




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1094	EXTENSÃO REANIMADOR PVC O2



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1154	KIT C/ 5 DIAFRAGMAS SILICONE BICO DE PATO P/ REANIMADOR PADRÃO II/PLUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO4607	KIT C/ 5 DIAFRAGMAS P/VÁLVULA SUPERIOR EXT.REANIMADOR PADRÃO II/PLUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5961	VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR PADRÃO/PLUS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5992	KIT C/ 10 PÇS DIAFRAGMA 18MM VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5993	KIT C/ 10 PEÇAS DIAFRAGMA 46MM VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1257	KIT C/ 3 DIAFRAGMAS P/ VÁLVULA INFERIOR REANIMADOR

(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1057	MÁSCARA SILICONE Nº 4 REAN/ANEST ADULTO

As máscaras faciais em silicone, indicadas para pacientes adulto 4 fabricadas pela Romed, são compostas por cúpula confeccionada em policarbonato (PC) e coxim em silicone translúcido. Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores Romed.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO1059	MÁSCARA SILICONE Nº 00 REAN/ANEST PREMATURO
RO1053	MÁSCARA SILICONE Nº 0 REAN/ANEST PREMATURO
RO1054	MÁSCARA SILICONE Nº 1 REAN/ANEST NEO
RO1055	MÁSCARA SILICONE Nº 2 REAN/ANEST INF
RO1103	MÁSCARA VNI SILICONE Nº 3 REAN/ANEST INF
RO1102	MÁSCARA VNI SILICONE Nº 4 REAN/ANEST AD.
RO1101	MÁSCARA VNI SILIC. Nº 5 REAN/ANEST AD. GDE

As máscaras faciais em silicone, indicadas para pacientes adultos (números 3, 4 e 5) fabricadas pela Romed, são totalmente em silicone macio, sendo mais confortáveis à face dos pacientes.

As máscaras faciais em silicone indicadas para pacientes prematuros, neonatal e infantil (números 0, 1 e 2) são confeccionadas totalmente em silicone macio, com perfeita adequação à face do paciente.

Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores Romed.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RO5958	BOLSA P/ TRANSPORTE REANIMADOR

(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br